

# LADDEBOY

Rollstuhlverladesysteme



## Unterwegs.

Ohne Pkw sind der Mobilität Grenzen gesetzt. Gerade für Rollstuhlfahrer. Eine vernünftige Integration in den Alltag ist deshalb an den Pkw gebunden. Und damit auch an die Notwendigkeit des Be- und Entladens des Rollstuhls.

Auf konventionelle Art ist dies selbst für die Begleitperson eine gewisse Herausforderung an Körperkraft und Geschick. Manchmal sogar ein unüberwindbares Hindernis, das nur mit Hilfe Dritter gelöst werden kann. Dadurch werden Aktivitäten unnötig eingeschränkt oder gar ganz unterbunden.

Das Rollstuhlverladesystem für den Kofferraum. Eine Idee, die etwas in Gang gesetzt hat, was in dieser Form noch nicht da war und für das es deshalb auch nichts Vergleichbares gibt.



**Selbst einen Weg finden.**



Als Alltagshilfe für Rollstuhlfahrer mit einer Restgehrfähigkeit oder Befahrer mit Handicap. Faltbare Rollstühle mit und ohne Elektroantrieb wie e-fix und e-motion können mit Leichtigkeit eingeladen werden.

Der **LADEBOY** lädt den Rollstuhl mühelos in den Kofferraum eines Pkw's ein und wieder aus. Per Knopfdruck, ohne Kraftaufwendung, ohne Bücken, ohne Heben. Einfach den Kofferraum öffnen, mit der Handbedienung auf Knopfdruck den **LADEBOY** ausfahren, den Rollstuhl dageschieben, den Befestigungsgriff einrasten und automatisch wieder verladen.

In umgekehrter Reihenfolge wird der Rollstuhl wieder ausgeladen. Durch das Verlatesystem ist der Rollstuhl im Kofferraum hervorragend gegen Verrutschen gesichert, besonders bei rasanten Kurvenfahrten. Eine große Erleichterung.



*Nie mehr heben, sondern heben lassen.*



## Einladen ...

Die Produktlinie des LADEBOY überzeugt durch ein modulares Baukastensystem. Viele Varianten sind möglich. Sie haben die freie Pkw-Wahl.

Die verschiedenen Arten von körperlichen Handicaps verlangen große Flexibilität an das Verladesystem - individuelle Lösungen, die nahezu perfekt auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind. Für den Einbau dieses Rollstuhlverladesystems eignen sich fast alle Pkw-Typen. Die Anzahl der Sitzplätze im Fahrzeug kann meist erhalten bleiben. Ein Einbau ist sowohl rechts als auch links im Kofferraum möglich.

**Praktisch.** ■ Durch Schnellverschlüsse lässt sich der LADEBOY jederzeit in wenigen Minuten ohne Werkzeug aus- und wieder einbauen, um bei Bedarf den Kofferraum vollständig nutzen zu können.

Die Stromaufnahme erfolgt an der Bordsteckdose oder am Zigarettenanzünder. Eine TÜV-Eintragung ist nicht notwendig. Der LADEBOY ist vollkommen wartungsfrei.



Die Stromaufnahme erfolgt am Zigarettenanzünder.

Bei kürzeren Schrägheckfahrzeugen wird einfach ein Teil der Sitzbank nach vorne geklappt.

## Die Fahrzeugfrage.



... und wieder ausladen.

Intelligente maßgeschneiderte Einbausätze übernehmen die Befestigung im Auto.

**Einbausatz.** ■ Die Befestigung des **LADEBOY** erfolgt durch einen Einbausatz, vorzugsweise an den vorhandenen originalen Anschraubpunkten des Pkw. Diese gewährleisten einen hohen Sicherheitsstandard und eine problemlose Rückrüstung. Der Einbausatz berücksichtigt den jeweiligen Pkw-Typ; er ist perfekt darauf abgestimmt und trägt zum Werterhalt des Fahrzeugs bei.



Einbau auf der linken Seite möglich.



### Variante im Van -

#### optimale Raumnutzung.

Bei Fahrzeugen mit hohem Kofferraum - Van und Minivan - lässt sich dieser Vorteil nutzen. Der **LADEBOY S** überzeugt hier durch seine kompakte Bauweise. Der Rollstuhl kann stehend verladen werden.



**Gewichtsklassen sind kein Hindernis mehr.**

**Starke Leistungen.** ■ Den **LADEBOY** gibt es als Standardversion mit einer Hubkraft bis 20 kg und als Maximumversion mit einer Hubkraft bis 50 kg. Somit können mit dem **LADEBOY** Maximum neben leichten Rollstühlen auch Rollstühle mit Elektroantrieb verladen werden.

**Sinnvolles Zubehör. Geteilte Batterie für den e-fix.** ■ Bei Rollstühlen mit e-fix Antrieb lässt sich zum Falten die Batterie herausnehmen. Einfacher geht es in Verbindung mit der geteilten Batterie. Der Rollstuhl kann zusammen mit der Batterie gefaltet und eingeladen werden. Details, die begeistern. Ein weiteres Zubehör ist die zusätzliche Bedieneinheit. Sie sorgt für noch mehr Bedienkomfort beim Verladen von schweren Rollstühlen.

**Qualität.** ■ Ein gutes Hilfsmittel erkennt man an der Funktion, am Design und an den hochwertigen Komponenten. Aber erst durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung entsteht ein vollkommen ausgereiftes Produkt. In den letzten 10 Jahren wurde der **LADEBOY** immer weiter verfeinert. Schnee und Minustemperaturen in Norwegen, Sand und Hitze in Israel. Der **LADEBOY** arbeitet zuverlässig. Gerade für Rollstuhlfahrer sind Sicherheit, Wartungsfreiheit und Wertbeständigkeit von besonderer Bedeutung. Qualität zahlt sich aus.



**Sie haben die Wahl.**



## Entdeckungsreisen.

Einkaufen gehen. Freunde besuchen. Freiräume schaffen. Raus bei jedem Wetter.

Ein Auto mit Verladehilfe ist eine lohnende Investition für ein selbstbestimmtes Leben. Dabei genießen Sie den Verladekomfort, freuen sich über saubere Kleidung und schonen Ihren eigenen Körper. Treffen Sie eine gesunde Entscheidung.





- **LADEBOY Standard**  
Geeignet für gefaltete Rollstühle bis 20 kg Rollstuhlgewicht.
- **LADEBOY Maximum**  
Geeignet für gefaltete Rollstühle und Rollstühle mit Elektro-Antrieb (e-fix, e-motion) bis max. 50 kg Rollstuhlgewicht.

**Qualität aus Verantwortung.**

Hochwertige Materialien für reduzierte Reibung.  
 Sehr geringe Stromaufnahme: 0,04 Ah.  
 Stromkabel steckbar an Bordsteckdose oder Zigarettenanzünder.  
 Baukastensystem ermöglicht Lösungen für fast jede Kofferraumform, auch im Cabrio.  
 Kompakte Bauweise: Breite 30cm, Höhe 11cm, Länge ab 82cm, je nach Pkw.  
 Meist wiederverwendbar beim Fahrzeugwechsel oder umrüstbar.  
 Zuverlässige Technik; zigtausendfach bewährte Lineartechnik.

Neu ab Modell 2006:

- "Pro Secure Technologie" für mehr Sicherheit der Insassen.
- Notentriegelung.
- Schnelle Verladegeschwindigkeit.
- Wartungsfrei.



Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.03.2006, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Je nach Pkw-Typ sind auf Grund der Pkw-Abmaße bestimmte Rollstuhlmäße in Länge, Breite und Höhe erforderlich, ebenso für den Erhalt der Sitzplätze. Die jeweiligen Maße senden wir Ihnen auf Anfrage unter Angabe Ihres Pkw-Typs zu. LADEBOY ist ein eingetragenes Warenzeichen. Verwendung des Markenamens oder Auszüge aus diesem Katalog nur mit schriftlicher Genehmigung. Beim deutschen Patentamt angemeldet.

Rollstuhlverladesysteme

**RAUSCH TECHNIK GMBH**  
 Ind. Geb. Lehenmorgen  
 Hölzlestraße 27  
 D-72336 Balingen

Tel. 07433-808-1  
 Fax 07433-808-2  
 info@rausch-technik.de  
 www.LADEBOY.de

